



FABERLIC

СВЕТОВАЯ
ТЕРАПИЯ

**ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КРАСОТЫ
ТВОЕЙ КОЖИ**

FABERLIC

Сила света

Популярность LED-терапии набирает обороты. Голливудские звезды и известные блогеры активно постят в социальные сети фото в девайсах, которые источают свет разных цветов. А затем гордо демонстрируют впечатляющие результаты.

**Неужели это действительно работает?
Ученые утверждают: да!**

Фотодинамическая терапия – метод омоложения и оздоровления кожи. Используя энергию света разного спектра, маска влияет на разные слои кожи, оказывая положительный эффект на все ее структуры.

Таким образом, световой спектр в сочетании с соответствующими средствами по уходу решает целый комплекс проблем. Он активизирует метаболизм, стимулирует кровоток и лимфодренаж, возвращает коже тонус и упругость.



FABERLIC

СВЕТОДИОДНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Faberlic




НОВОЕ СЛОВО
В ДОМАШНЕМ УХОДЕ

Арт. 11957

FABERLIC

Почему СВЕТОДИОДНАЯ маска Faberlic?

- Три спектра воздействия, решающие основные проблемы с кожей
- Усиливает эфрект косметических средств
- Видимый результат, который сохранится надолго
- Подходит для ежедневного использования
- Длительность сеанса всего 15 минут
- Удобна в применении, так как подключается к смартфону. В комплекте переходники для IOS и Android
- Не излучает ультрафиолет и не нагревает кожу



FABERLIC

Красный спектр



FABERLIC

ОМОЛОЖЕНИЕ

Красный свет

(длина волны - 630 – 650 нанометров) оказывает одно из самых мощных воздействий.

Может проникать в глубокие слои кожи, где активизирует выработку коллагена. Именно красный спектр станет твоим помощником в борьбе с морщинами и выравниванию структуры кожи, повышению её упругости и плотности.

- Сокращает количество морщин
- Уменьшает пигментацию
- Улучшает структуру и плотность кожи



С какими средствами сочетать?

Используйте красный спектр маски Faberlic с этими продуктами для усиления эффективности



Увлажняющая сыворотка-спрей для лица серии Expert Skin Activator арт. 2996



Омолаживающий крем для лица «Восстановление I» серии Expert Skin Activator арт. 2985



Омолаживающий крем для лица «Лифтинг III» серии Expert Skin Activator арт. 2983



Активная сыворотка для лица с коллагеном серии Expert арт. 1075



Крем для лица и шеи «Круговая пластика» серии Expert арт. 1078



Сыворотка-активатор для лица 45+ серии Bloom арт. 0149



Ночная маска Harmony Sleep арт. 0137



Восстанавливающая сыворотка для лица Thermal Therapy серии Weekend арт. 0138

FABERLIC

Желтый спектр




FABERLIC

Антистресс

Желтый свет

(длина волны - 600-610 нанометров) отвечает за снятие следов усталости и обладает успокаивающим эффектом. Он восстанавливает водный баланс кожи, улучшает эластичность и упругость.

- Восстанавливает баланс влаги
- Устраняет следы усталости
- Предупреждает старение



С какими средствами сочетать?

Используйте желтый спектр маски Faberlic с этими продуктами для усиления эффективности



Активный крем-гель «Анти-акне» серии Expert Pharma арт. 1674



Крем «Капилляропротектор» для чувствительной кожи серии Expert Pharma арт. 1629



Кислородный бальзам серии Oxiology линии «Легендарный кислород» арт. O257



Дневной крем для лица серии Oxiology линии «Кислородный баланс» арт. O272



Омолаживающий крем для лица «Эластичность II» серии Expert Skin Activator арт. 2988



Сыворотка-активатор для лица 35+ серии Bloom арт. O145

FABERLIC

Синий спектр



FABERLIC

Проблемная кожа

Синий свет

(длина волны 445 – 450 нанометров) идеален для чувствительной кожи. Этот цвет спектра имеет противовоспалительный и успокаивающий эффект. Подойдет для борьбы с кожными высыпаниями.

- Снижает воспаления
- Уменьшает проявление акне и других несовершенств
- Успокаивает кожу



FABERLIC

С какими средствами сочетать?

Используйте синий спектр маски Faberlic с этими продуктами для усиления эффе́ктивности



Сыворотка «Защита молодости» серии Prolixir арт. 0722



Дневной крем-лифтинг каскадного действия серии Matrigenic™ арт. 0758



Кислородный бальзам серии Oxiology линии «Легендарный кислород» арт. 0257



Кислородный активатор для лица серии Oxiology линии «Легендарный кислород» арт. 0281



Сыворотка-активатор для лица 35+ серии Bloom арт. 0145



Эликсир для лица «Сияние» серии Vario арт. 0164



Эликсир для лица «Аквалифтинг» серии Vario арт. 0165



Эликсир для лица «Защита от морщин» серии Vario арт. 0168




Эликсир для лица «Антистресс» серии Vario арт. 0169

FABERLIC

Как пользоваться светодиодной маской?

- После подключения к смартфону автоматически включается красный свет. Далее цвета спектра поочередно будут меняться каждые 5 минут
- Вы можете сами переключать тип цикла при помощи специальной кнопки
- Также можно отрегулировать время использования каждого светового спектра или выбрать один цвет для всего сеанса
- Применять маску можно ежедневно, но не больше 15 минут подряд



Противопоказания:

- Беременность и кормление грудью
- Онкологические заболевания
- Заболевания щитовидной железы
- Наличие кардиостимулятора
- Эпилепсия, психические расстройства, судорожные синдромы
- Тяжелые стадии гипертонической болезни
- Инфекционные заболевания (на разных стадиях)
- Повреждения кожи (ожоги, порезы и т.д.)

